

Таблица соответствия цветов

VITA-CHROMASCOP

Chromascop	110	120	130	140	210	220	230	240	310	320	330	340	410	420	430	440	510	520	530	540
	01	1A	2A	1C	2B	1D	1E	2C	3A	5B	2E	3E	4A	6B	4B	6C	6D	4C	3C	4D
Vita	A1	C1	B2	A2	A3	----	A3.5	----	B3	B4	----	A4	D3	----	C2	D4	C3	C4	A4	----
	B1														C3					